

SIWE nr.: 90	Analytische balans
Doel:	bepalen van de massa (gewicht) van het te onderzoeken staal
Type:	nauwkeurigheid: 0,1 mg
Foto Schets:	
Bouwer:	Mettler
Bouwjaar:	±1970
Herkomst:	AWIE
Afmetingen:	
Gewicht:	
Materiaal:	
Werking:	Men brengt het te onderzoeken staal met een spatel in het weegschaaltje. Door het aanbrengen en/of verwijderen van gewichtjes (1 of 10 g) kan men de massa aflezen op de verlichte schaal.
Opmerkingen:	
Opmaak:	K.H. en A.B. op 1.6.2010 - laatste aanpassing: 1.6.2010 e-mail: alex.baerts@skynet.be